

ONE STEP TMB LINEAR

3,3',5,5'-TETRAMETILBENZIDINA

SUBSTRATO CROMOGÊNICO PARA DETECÇÃO DE PEROXIDASE EM ELISA

Scienco

REAGENTE PRONTO PARA USO

O Scienco ONE STEP TMB é pronto para uso, não necessita diluições, filtragens ou preparações adicionais.

ALTA LINEARIDADE

A formação de cor é altamente linear, gerando resultados mais precisos, com maior distinção entre amostras positivas e negativas no seu ELISA.

ESTABILIDADE SUPERIOR

ONE STEP TMB possui estabilidade mínima de pelo menos 36 meses a 4 oC.

QUALIDADE E EFICIÊNCIA QUE VOCÊ DEVE EXPERIMENTAR

Durante o desenvolvimento de imunoenaios, a escolha do melhor substrato cromogênico é crucial para a garantia dos melhores resultados.

Além de ser estável em condições de luminosidade laboratorial padrão, o ONE STEP TMB da Scienco fornece para seu ensaio alta linearidade, sensibilidade e estabilidade.


A coloração após parada da reação é estável por horas e a variação lote a lote é mínima.



scienco.bio.br

“ A maior linearidade no desenvolvimento de cor do ONE STEP TMB Linear permite uma maior discriminação entre amostras positivas e negativas, gerando resultados mais confiáveis ”

Maria de Lourdes Magalhães, Ph.D.



Excelente padronização lote a lote

Entrega imediata

Reagente estável em condições de iluminação laboratorial

Volumes customizados

NOSSA EQUIPE



A Scienco conta com equipe técnica de altíssima qualidade de prontidão para assessorá-los na utilização dos reagentes.

Fornecemos suporte para o escalonamento e otimização de seu ELISA.

Produção nacional e entrega imediata.